

### Паспорт изделия - Диспенсер с ножным приводом D03

#### Назначение и область применения:

Диспенсер с ножным приводом D03 предназначен для антисептической обработки рук.

Используется с любыми растворами: антисептики медицинские жидкие и гелеобразные, мыльные растворы.

#### Технические характеристики:

Габариты: 1200x300x300 мм

Материал корпуса: Сталь ПСО8

Покрытие: Краска полиэфирная RAL 9010 матовый

Насос дозирующий: 2-2,5 мл

Ёмкость: 500-1000 мл материал ПЭТ (зависит от комплектации)

Вид крепления: установка на поверхность

Вес: 4.1 кг

Гарантия: 12 мес

#### Комплектация:

Диспенсер – 1 шт

Защитный кожух – 1 шт (поз. 1)

Ёмкость ПЭТ 500-1000 мл с насосом “туман” – 1 шт (D24мм)

Насос распыляющего типа “туман” -1 шт

Насос капельного типа -1 шт

Насадка для насоса капельного типа – 1 шт (поз.4)

Сменная насадка для ёмкости 1л (D28 мм) – 1шт (поз.6)



#### Подготовка к работе:

**ВНИМАНИЕ!! Настройка необходима только при использовании ёмкости отличной от поставляемой в комплекте:**

1. Ослабьте барашек поз. 2 на 1 оборот и выкрутите болт поз. 3 на 5-10 оборотов
2. Вставьте ёмкость поз. 7, вкрутите насос.
3. Обеспечьте касание рычагом насоса ёмкости, без нажатой педали – далее болтом поз. 2 отрегулируйте высоту зафиксируйте барашком поз. 3
4. При использовании ёмкости с диаметром горла 28 мм - используйте сменную пластину поз.6, смену пластины произведите с помощью крепежа поз. 5
5. Насадку поз. 4 используйте только совместно с капельным насосом (установите насадку в прорези и зафиксируйте болтом)
6. В процессе длительной эксплуатации может потребоваться повторная настройка рычага. Производите согласно пункту 1-3

